



**Audilab**  
Vivez comme vous l'entendez

# CONNECTER VOS AIDES AUDITIVES À VOTRE IPHONE



## > Préparation

Avant de commencer, assurez-vous que :

- votre iPhone est chargé,
- le Bluetooth est activé,
- vos aides auditives sont allumées et proches de vous.



**Astuce : pour activer le Bluetooth, allez dans Réglages > Bluetooth.**



## > Étapes sur l'iPhone


Aller dans les Réglages de votre téléphone :

- Sélectionner Accessibilité
- Choisir Appareils auditifs



## > Lancer l'appairage

- Votre iPhone va rechercher automatiquement vos appareils auditifs. Lorsque le nom de vos appareils apparaît, cliquez dessus. Une fenêtre pop-up apparaît : **appuyez sur "Jumeler"**.
- Si le message apparaît une deuxième fois, confirmez à nouveau.



## > Vérification

Une fois connectées, **vos aides auditives apparaissent** dans la liste des appareils.



## > L'appli Bernafon

Téléchargez-la gratuitement sur l'App Store



Une fois l'appairage terminé,  
ouvrez **l'application Bernafon** pour personnaliser  
vos réglages :

- Ajuster le volume,
- Changer de programme
- Profiter d'options avancées

Bravo, vos aides auditives  
sont maintenant connectées !

## » Dépannage et contacts

Si ça ne fonctionne pas :

- Vérifiez que le Bluetooth est bien activé.
  - Redémarrez vos appareils auditifs et votre iPhone.
- Reprenez les étapes depuis le début.

## » Besoin d'aide ?

Votre centre Audilab vous accompagne dans le processus d'appairage de vos aides auditives, n'hésitez pas à nous solliciter !

**Audilab**  
Vivez comme vous l'entendez

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, Apple Watch, Vision Pro, Mac et le logo Mac sont des marques de commerce d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

