

oticon
life-changing technology*

Audilab
Vivez comme vous l'entendez

CONNECTER VOS AIDES AUDITIVES À VOTRE IPHONE

* Des technologies qui changent la vie.



> Préparation

Avant de commencer, assurez-vous que :

- votre iPhone est chargé,
- le Bluetooth est activé,
- vos aides auditives sont allumées et proches de vous.



Astuce : pour activer le Bluetooth, allez dans Réglages > Bluetooth.



➤ Étapes sur l'iPhone


Aller dans les Réglages de votre téléphone :

- Sélectionner Accessibilité
- Choisir Appareils auditifs



➤ Lancer l'appairage

- Votre iPhone va rechercher automatiquement vos appareils auditifs. Lorsque le nom de vos appareils apparaît, cliquez dessus. Une fenêtre pop-up apparaît : **appuyez sur "Jumeler"**.
- Si le message apparaît une deuxième fois, confirmez à nouveau.




➤ Vérification

Une fois connectées, **vos aides auditives apparaissent** dans la liste des appareils.

➤ L'appli Oticon Companion

Téléchargez-la gratuitement sur l'App Store



Une fois l'appairage terminé, ouvrez **l'application Oticon Companion** pour personnaliser vos réglages :

- Ajuster le volume,
- Changer de programme
- Profiter d'options avancées

Bravo, vos aides auditives sont maintenant connectées !

› Dépannage et contacts

Si ça ne fonctionne pas :

- Vérifiez que le Bluetooth est bien activé.
 - Redémarrez vos appareils auditifs et votre iPhone.
- Reprenez les étapes depuis le début.

› Besoin d'aide ?

Votre centre Audilab vous accompagne dans le processus d'appairage de vos aides auditives, n'hésitez pas à nous solliciter !

Audilab
Vivez comme vous l'entendez

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, Apple Watch, Vision Pro, Mac et le logo Mac sont des marques de commerce d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.



CATALOGUE

BAC
DE
TR